

# アルコール体質検査のご案内

検査方法は口腔内の粘膜をスポンジでこするだけ。

痛みはありません 😊

結果までは 1 か月前後、診察で医師より説明があります。

所要時間 約 1 分

遺伝子検査なので一生に一回の検査で済みます。

今すぐチェック！！

## あなたの遺伝子タイプは？

簡単に採取できる  
遺伝子検査

### A 型

お酒好きになりやすいタイプ

### B 型

お酒に最も強いタイプ

### C 型

お酒に強いと勘違いするタイプ

### D 型

お酒に弱いタイプ

### E 型

お酒が全くダメ！下戸体質

自分のタイプを知って、お酒と上手な付き合い方を見直してみませんか？